

## SUPERFICIE

## Automático



**DJF0038A**  
Acabado blanco



**DJF0038AB**  
Acabado negro



**DJF0038AC**  
Acabado brillante



**DJF0038ACS**  
Acabado satinado

### Descripción general

- Dosificador de jabón espuma de accionamiento automático de 1 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared.
- Disponibles en cuatro acabados (blanco, negro, brillante y satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio.
- Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.
- Dispensa jabón espuma. con pH neutro, libres de cloruros y densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm<sup>3</sup>. No admite jabones quirúrgicos o jabones con partículas abrasivas.


### Componentes y materiales

- **DJF0038A:** Acero inoxidable AISI 304 acabado blanco.
- **DJF0038AB:** Acero inoxidable AISI 304 acabado negro.
- **DJF0038AC:** Acero inoxidable AISI 304 acabado brillante.
- **DJF0038ACS:** Acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- Detección por infrarrojos. Detecta las manos a 5 cm.
- Visor de nivel de contenido de jabón en la parte frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- Depósito interior de plástico que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección.
- Válvula anti-goteo resistente a la corrosión que dispensa 1,0 ml de jabón por servicio.
- Tapa abatible para comodidad del operador y facilitar el rellenado del dosificador.
- Apertura superior con llave especial Mediclinics suministrada que permite el rellenado de jabón.
- Montaje a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable Ø4 mm (suministrados) con los correspondientes tacos de plástico de Ø 6mm (también suministrados).
- Funciona con 6 pilas alcalinas del tipo AA.
- Se recomienda utilizar jabón espuma con pH neutro, libre de cloruros y de densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm<sup>3</sup>.

### Especificaciones técnicas

<b>Dimensiones</b>	240 x 110 x 120 mm
<b>Capacidad</b>	1 L
<b>Espesor cuerpo, tapa y trasera</b>	0,8 mm
<b>Espesor del tanque interior</b>	2,5 mm
<b>Peso neto</b>	1,25 Kg
<b>Cantidad dispensada /pulsación</b>	1,0 ml

### Dimensiones



Dimensiones ±4%

---

## OPERACIÓN

---

Coloque una mano debajo de la salida de jabón durante aproximadamente un segundo para activar el dispensador. Mantener la mano en esta posición hasta el final de la dosis de jabón.

---

## MONTAJE

## ALTURA INSTALACION RECOMENDADA

---

A 25-30 cm de la encimera.

---

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.  
Revisión 09-16

© mediclinics S.A.

