



<p align="center"><b>Dispensador de papel bobina Ø 200 mm inox AISI 304 acabado satinado Medicolor</b></p>	<p>Código: <b>DT0201CS</b></p>			
<p><b>Descripción general</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dispensador de papel bobina, &amp;#61638; 200 mm, de acero inox AISI 304, acabado satinado, tipo adosado.</li> <li>· Dosificación manual.</li> <li>· Máxima robustez y anti-vandalismo.</li> <li>· Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta, cocinas, consultorios médicos, etc.</li> <li>· Modelo apto para colectividades.</li> <li>· Generalmente, va acompañado de un dosificador de jabón y complementado con una secadora de manos por aire caliente.</li> </ul>				
<p><b>Componentes y Materiales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cuerpo, de acero inox AISI 304, 0,8 mm espesor, acabado satinado, de superficies lisas, soldadas por láser, que pueden limpiarse en profundidad, interior y exteriormente. Se adosa en la pared mediante 4 tornillos y tacos suministrados.</li> <li>· Cubierta, de acero inox AISI 304, 0,8 mm espesor, acabado satinado. La parte superior inclinada imposibilita depositar vasos o cigarrillos, evitando así manchas o quemaduras. Fijada al cuerpo mediante remaches, que permiten abatirla para el rellenado.</li> <li>· Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo que pueden limpiarse en profundidad, interior y exteriormente.</li> <li>· Cierre de seguridad, de termo-plástico, anti-vandálico.</li> <li>· Visor de contenido, de policarbonato translúcido, en el frontal.</li> </ul>	 <p>Dim.: ±4%</p>			
<p><b>Características Técnicas</b></p> <table border="1" data-bbox="240 1262 1149 1346"> <tr> <td>Dimensiones - 408 x 278 x 214 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso (vacío) - 3 Kg</td> </tr> <tr> <td>Altura instalación recomendada (a punto inferior) - 130-160 cm</td> </tr> </table>	Dimensiones - 408 x 278 x 214 mm	Peso (vacío) - 3 Kg	Altura instalación recomendada (a punto inferior) - 130-160 cm	
Dimensiones - 408 x 278 x 214 mm				
Peso (vacío) - 3 Kg				
Altura instalación recomendada (a punto inferior) - 130-160 cm				
<p><b>Funcionamiento</b></p> <p>Tirar del papel saliente. Una vez conseguida la cantidad de papel deseada, acercar el papel hacia un lateral de la boca de salida, para cortarlo, con un golpe seco. Repetir la operación a conveniencia.</p>				
<p><b>Certificados y Homologaciones</b></p> <p>ISO 9001:2008.</p>				
<p>Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.</p> <p align="center">mediclinics S.A</p> 