



DJ0037A



DJ0037AB



DJ0037AC



DJ0037ACS

### DESCRIÇÃO

Dispensador de sabão líquido vertical, para montagem na parede, em aço inox AISI 304. Modelo com características anti vandálicas. Funciona com pilhas alcalinas (6) do tipo AA (não fornecidas) ou com um transformador eléctrico de 9V 1A, com o código Mediclinics: DJ0037A...- TRAF0. Desenho adaptado a qualquer tipo de casa de banho. Ideal para casa de banho com limitação de espaço horizontal, com múltiplos lavatórios. Não tem arestas nem elementos cortantes ou perigosos. Modelo com aptidão para casas de banho de escritórios, hotelaria, ginásios, aeroportos e outro tipo de WC públicos e ou colectivos (de elevada frequência).

### COMPONENTES E MATERIAIS

**DJ0037A** Acabamento epóxi branco.

**DJ0037AB** Acabamento epóxi preto.


**DJ0037AC** Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante.

**DJ0037ACS** Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Corpo em aço inoxidável AISI 304 com 0,8mm de espessura. Base fixa-se à parede mediante 4 parafusos (de aço inoxidável) e buchas Ø6mm (fornecidos). Os superiores servem de ajuste apoio ao dispensador e os inferiores fixam-no à parede. Accionamento por infra-vermelhos, detecta a mão a 5cm de distância. Funciona com 6 pilhas alcalinas tipo AA. Válvula anti-corrosão e anti-gotejamento. Depósito interior em plástico translúcido. Depósito removível. O acesso e abertura é feito através de uma chave mediclinics® standard fornecida. Visor de quantidade. Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro ou sucedâneos e com PH neutro.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	240 x 110 x 120 mm
PESO (VAZIO)	1,25 Kg
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	20 a 30 cm bancada
CAPACIDADE	1 L
SABÕES LÍQUIDOS	Todos excepto cirúrgicos
QTD EXPELIDA POR PULSAO	1,5 ml



ADMITE DESINFECTANTES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS

Densidade: 0,9-1,35 kg/dm<sup>3</sup>

Viscosidade máxima: 500-2.500 cps

Percentagem máxima de álcool: 80%

### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES



ISO 9001:2008

**POR FORMA A EVITAR A CORROSÃO, UTILIZE UNICAMENTE SABÕES LIVRES DE CLORO, OU SUCEDÂNEOS, COM PH NEUTRO**

A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.