

DJ003AX

Revisão 04/2026

mediclinics

Disp. Automático de Sabão Líquido
All-in-ONE (Parede)



DJ003AC




DJ003AB

Descrição técnica | Texto de especificação

Bica doseadora de sabão automática para **montagem à parede**, concebida para instalação em sistemas **All-in-One** e apta a funcionar de forma integrada com a **bica secador de mãos automática M095AC/M095AB** e/ou com a **torneira de água automática GA003AC/GA003AB**, podendo igualmente funcionar de forma autónoma. O equipamento é fabricado em **latão**, estando disponível em acabamento **brilhante (DJ003AC)** ou **preto mate (DJ003AB)**, com possibilidade de **acabamentos PVD** sob consulta. O acionamento é **automático, sem contacto**, através de **sensor infravermelho** posicionado na parte inferior da bica. Funciona com **adaptador de corrente 220–240 V AC, 50/60 Hz**, ou com **4 pilhas AA de 1,5 V**, sendo fornecidos **adaptador e porta-pilhas**. A **vida útil da bateria** é de até **60.000 ciclos**. O sabão é armazenado em **garrafa plástica com capacidade de 1,5 L** e é dispensado através de **válvula anti-goteo**, com **dose regulável entre 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mL**. A **viscosidade do sabão** deverá situar-se entre **100 e 3.500 cps**. A **distância de deteção** é regulável entre **5 e 25 cm**. Para instalação, deverá ser utilizado um **lavatório compatível com sistema All-in-One**, com **profundidade mínima de 120 mm, paredes verticais e cantos não excessivamente arredondados**, de forma a minimizar salpicos; o **depósito deverá ficar abaixo da saída de sabão**.

Especificações Técnicas

Tensão	220 a 240 V
Frequência	50/60 Hz
Viscosidade sabão	100 a 3500 cps
Vida útil baterias	60.000 ciclos
Distância detecção	5 a 25 cm



Dimensões +/- 4%

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Acabamentos PVD disponíveis – [LINK](#)



*CORES APROXIMADAS, SUJEITAS AO PROCESSO DE IMPRESSÃO.

Outros produtos MEDICLINICS recomendados



DJ0090CS



DJ0056



DJ0110C



DJ0037AB

A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS

LASER
build

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

