

GAJ002AX

Revisão 04/2026

mediclinics

Torneira | Saboneteira Automática
All-in-ONE (Bancada)



GAJ002AC




GAJ002AB

Descrição técnica | Texto de especificação

Bica automática de **água e sabão** para **montagem sobre o lavatório ou bancada**, concebida para utilização em sistemas **All-in-One**, apta a funcionar em conjunto com a **bica secador de mãos automática M094AC/M094AB** ou de forma autónoma. O conjunto é fabricado em **latão**, estando disponível em acabamento **brilhante (GAJ002AC)** ou **preto mate (GAJ002AB)**, com possibilidade de **acabamentos PVD** sob consulta. A bica apresenta configuração em **pescoço de cisne** e funcionamento **automático, sem contacto**, através de **dois sensores infravermelhos** colocados em posições distintas: o sensor localizado no lado superior direito comanda a dispensa de sabão, enquanto o sensor posicionado sobre a saída de água aciona a válvula de água. Funciona com **adaptador de corrente 220-240 V AC, 50/60 Hz**, ou com **4 pilhas AA de 1,5 V**, sendo fornecidos **adaptador e porta-pilhas**, com **vida útil da bateria de 35.000 a 40.000 ciclos**. O sabão é armazenado em **garrafa plástica com capacidade de 1,5 L** e é dispensado por meio de **válvula anti-gotejo**, com **dose regulável de 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mL**; a **viscosidade do sabão** deverá situar-se entre **100 e 3.500 cps**. A **pressão de entrada da água** admissível é de **0,5 a 8 bar**, o **caudal de água** é de **5,7 L/min a 3 bar** e a **distância de deteção** é **regulável entre 5 e 25 cm**. O equipamento **cumpr**e a **normativa WRAS**. Para instalação, deverá ser utilizado um **lavatório compatível com sistema All-in-One**, com **profundidade mínima de 120 mm**, **paredes verticais** e **cantos não excessivamente arredondados**, de forma a minimizar salpicos, devendo ainda o **depósito** ficar **abaixo da saída de sabão**.

Especificações Técnicas

Tensão	220 a 240 V
Frequência	50/60 Hz
Pressão entrada água	0,5 a 8 bares
Vida útil baterias	35.000 ciclos
Distância detecção	5 a 25 cm



Dimensões +/- 4%

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Acabamentos PVD disponíveis – [LINK](#)



Outros produtos MEDICLINICS recomendados



DJ0037AB



DJF251



DJM0037A



DJ0090CS

A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS

LASER
build

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

